



111024, Россия, Москва,
 проезд Энтузиастов, д. 11,
 тел. +7(499)288-22-03
 www.reagentmed.ru
 e-mail: info@reagentmed.ru

ООО «Реагент» российская компания:

- Производим препараты для диагностики *in vitro*: шигеллезные, коклюшные, паракоклюшные сыворотки;
- Осуществляем комплексные поставки препаратов и расходных материалов для нужд лабораторной диагностики от ведущих российских и зарубежных производителей;
- Реализуем медицинскую технику и комплектующие, включая установку, подключение, обучение персонала и сервисное обслуживание.

Наша продукция:

 www.reagentmed.ru info@reagentmed.ru +7(499)288-22-03	КОКЛЮШНЫЕ И ПАРАКОКЛЮШНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ	ШИГЕЛЛЕЗНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ
	ИНАКТИВИРОВАННЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ	
	ТУ 21.20.23-002-00548407-2019 РЗН 2019/8916 от 18.09.2019 года	ТУ 21.10.60-001-00548407-2017 РЗН 2018/7702 от 16.10.2018 года
	1. Коклюшная поливалентная к агглютиногенам 1, 2, 3	1. Зонне 2. Флекснера I-V поливалентная
2. Паракоклюшная к агглютиногену 14 (<i>адсорбированная</i>)	3. Флекснера VI (<i>адсорбированная</i>) 4. Зонне, Флекснера I-VI поливалентная	
Параметры		
Объем, мл	2 мл	
Количество исследований	100 определений, включая контроли	
СУХИЕ	Требуется разведение 0,9% раствором натрия хлорида Срок годности 5 лет (1 месяц с даты разведения) Стеклоанный флакон с герметичной закручивающейся крышкой	
ЖИДКИЕ	Полностью готовы к использованию Срок годности 3 года На протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства, которые не зависят от количества вскрытий Стеклоанный флакон с герметичной закручивающейся крышкой, крышка флакона оснащена пипеткой	
Условия хранения	2°C -8 °C	
Транспортировка	2°C -8 °C, замораживание не допускается, допускается транспортировка при 9-25 °C в течение 14 суток	

ШИГЕЛЛЕЗНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ для реакции агглютинации, 2 мл, флакон/флакон с пипеткой, ТУ 21.10.60-001-00548407-2017. РЗН 2018/7702:

Комплект №3 Сухая Зонне

Комплект №4 Жидкая Зонне

Комплект №5 Сухая Флекснера I-V поливалентная

Комплект №6 Жидкая Флекснера I-V поливалентная

Комплект №7 Сухая Флекснера VI (адсорбированная)

Комплект №8 Жидкая Флекснера VI (адсорбированная)

Комплект №9 Сухая Зонне, Флекснера I-VI поливалентная

Комплект №10 Жидкая Зонне, Флекснера I-VI поливалентная



КОКЛЮШНЫЕ И ПАРАКОКЛЮШНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ для реакции агглютинации, 2 мл, флакон/флакон с пипеткой, ТУ 21.20.23-002-00548407-2019. РЗН 2019/8916:

Комплект № 3 Коклюшная поливалентная сухая к агглютиногенам 1, 2, 3

Комплект № 4 Коклюшная поливалентная жидкая к агглютиногенам 1, 2, 3

Комплект № 5 Паракоклюшная сухая к агглютиногену 14 (адсорбированная)

Комплект № 6 Паракоклюшная жидкая к агглютиногену 14 (адсорбированная)



Изделия изготавливаются на производстве, имеющем систему менеджмента качества, сертифицированную на соответствие условиям ISO 13485-2017 (ISO 13485-2016). Все реагенты соответствуют Национальным стандартам РФ и нормативным документам в части требований безопасности и эффективности. При обоснованной необходимости, есть возможность рассмотреть изготовление отдельной партии.