



ООО «РЕАГЕНТ»

производство
медицинских
диагностических изделий

ПРЕПАРАТЫ: жидкие и сухие сыворотки для лабораторной идентификации возбудителей кишечных инфекций и инфекционных заболеваний дыхательных путей на основе качественной реакции агглютинации (РА) :

КОКЛЮШНЫЕ И ПАРАКОКЛЮШНЫЕ	ШИГЕЛЛЕЗНЫЕ	САЛЬМОНЕЛЛЕЗНЫЕ <small>скоро в продаже</small>
1. Коклюшная к агглютиногенам 1, 2, 3	1. Зонне	1. О-поливалентные редких групп
2. Паракоклюшная к агглютиногену 14	2. Флекснера I-V	2. О-моновалентные
	3. Флекснера VI	3. О-поливалентные основных групп (A, B, C, D, E)
	4. Зонне, Флекснера I-VI	
<u>Объем: 2 мл</u>		
<u>Количество исследований: 100 определений, включая контроли</u>		
<u>Условия хранения: 2°C -8 °C, замораживание не допускается</u>		
<u>Транспортировка: допускается при 9-25 °C в течение 14 суток</u>		
СУХИЕ СЫВОРОТКИ:		
Стеклянный флакон с герметичной закручивающейся крышкой		
Требуется разведение 0,9% раствором натрия хлорида		
<u>Срок годности: 5 лет (1 месяц с даты разведения)</u>		
ЖИДКИЕ СЫВОРОТКИ:		
Стеклянный флакон с герметичной закручивающейся крышкой-пипеткой		
Полностью готовы к использованию		
<u>Срок годности: 3 года, на протяжении всего срока годности сыворотки сохраняют свои свойства, которые не зависят от количества вскрытий флакона с препаратом</u>		

Создавая продукцию, мы заботились об удобстве сотрудников лабораторий. Препараты расфасованы в фармацевтическую тару Remy&Gaiser GmbH, Германия - флаконы из прочного высококачественного бесцветного фармацевтического стекла 1-ого гидравлического класса.

● **ЖИДКИЕ** сыворотки оснащены удобными в работе пипетками, встроенными в крышку флаконов. Срок годности 3 года, вне зависимости от количества открытий флакона.

● **СУХИЕ** сыворотки снабжены герметично закручивающимися крышками, что гораздо удобнее стеклянных ампул других производителей: можно не опасаться неправильного вскрытия ампулы с препаратом, удобно хранить приготовленный раствор. Срок годности 5 лет, 30 дней с момента разведения.

Производство сертифицировано на соответствие условиям системы менеджмента качества ISO 13485-2017 (ISO 13485-2016). Реагенты соответствуют Национальным стандартам РФ, требованиям безопасности и эффективности.

ПРЕПАРАТЫ

ШИГЕЛЛЕЗНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ для РА, 2 мл, флакон/флакон с пипеткой, РЗН 2018/7702 от 16.10.2018 г., ТУ 21.10.60-001-00548407-2017



Комплекты:

- №3 Зонне сухая
- №4 Зонне жидкая
- №5 Флекснера I-V поливалентная сухая
- №6 Флекснера I-V поливалентная жидкая
- №7 Флекснера VI (адсорбированная) сухая
- №8 Флекснера VI (адсорбированная) жидкая
- №9 Зонне, Флекснера I-VI поливалентная сухая
- №10 Зонне, Флекснера I-VI поливалентная жидкая

КОКЛЮШНЫЕ И ПАРАКОКЛЮШНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ для РА, 2 мл, флакон/флакон с пипеткой, РЗН 2019/8916 от 18.10.2019 г., ТУ 21.20.23-002-00548407-2019



Комплекты:

- № 3 Коклюшная поливалентная сухая к аггл. 1, 2, 3
- № 4 Коклюшная поливалентная жидкая к аггл. 1, 2, 3
- № 5 Паракоклюшная сухая к агглютиногену 14
- № 6 Паракоклюшная жидкая к агглютиногену 14



САЛЬМОНЕЛЛЕЗНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ для РА, 2 мл, флакон/флакон с пипеткой, РЗН 2021/15032 от 10.08.2021 г., ТУ 21.20.23-003-00548407-2020

СКОРО В ПРОДАЖЕ

О-МОНОВАЛЕНТНЫЕ: O-1, O-2, O-3, 10, O-4, O-5, O-6,7, O-7, O-8, O-9, O-10, O-11, O-12, O-13, O-14, O-15, O-16, O-17, O-18, O-19, O-20, O-21, O-22, O-14,24, O-25, O-27, O-28, O-30, O-34, O-35, O-38, O-39, O-40, O-41, O-42, O-43, O-44, O-45, O-46, O-47, O-48, O-50, O-52, O-53, O-54, O-55, O-57, O-58, O-59, O-60, O-61, O-62, O-63, O-65, O-66, O-67, O-VI:

Комплекты № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 – сухие

Комплекты № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 – жидкие

О-ПОЛИВАЛЕНТНАЯ ОСНОВНЫХ ГРУПП (A, B, C, D, E):

Комплекты:

№ 115 сухая, № 116 жидкая

О-ПОЛИВАЛЕНТНАЯ РЕДКИХ ГРУПП

Комплекты:

№ 117 сухая, № 118 жидкая



УДОБНАЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ
ДИАГНОСТИКА

