

ООО «РЕАГЕНТ», 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д.11, эт.4, пом.4.2.1  
 ИНН/КПП 7719440684/ 772001001 ОГРН 1167746250143  
 Тел/факс: +7 (499) 288-22-03  
[www.reagentmed.ru](http://www.reagentmed.ru) E-mail: [info@reagentmed.ru](mailto:info@reagentmed.ru)



## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

### Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные для реакции агглютинации **ЖИДКИЕ и СУХИЕ**

№РЗН 2019/8916 от 18.09.2019 года, ТУ 21.20.23-002-00548407-2019

Аналог сывороток производства ФГБУ «НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России (Филиал «Медгамал» «НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России)

№	Наименование препарата	Ед. измер.	Описание	ЦЕНА, руб. с НДС
1	Комплект № 3 Сыворотка диагностическая коклюшная <b>СУХАЯ*</b> поливалентная к агглютиногенам <b>1, 2, 3</b> для реакции агглютинации.	флакон	1 флакон (2,0 мл) - рассчитан на <b>100</b> тестов	<b>1990</b>
2	Комплект № 4 Сыворотка диагностическая коклюшная <b>ЖИДКАЯ**</b> поливалентная к агглютиногенам <b>1, 2, 3</b> для реакции агглютинации.	флакон	1 флакон- капельница (2,0 мл) - рассчитан на <b>100</b> тестов	<b>1790</b>
3	Комплект № 5 Сыворотка диагностическая коклюшная <b>СУХАЯ*</b> ( <b>адсорбированная</b> ) к агглютиногенам <b>14</b> для реакции агглютинации.	флакон	1 флакон (2,0 мл) - рассчитан на <b>100</b> тестов	<b>1990</b>
4	Комплект № 6 Сыворотка диагностическая коклюшная <b>ЖИДКАЯ**</b> ( <b>адсорбированная</b> ) к агглютиногенам <b>14</b> для реакции агглютинации.	флакон	1 флакон- капельница (2,0 мл) - рассчитан на <b>100</b> тестов	<b>1790</b>

### Сыворотки диагностические шигеллезные для реакции агглютинации **ЖИДКИЕ и СУХИЕ**

№РЗН 2018/7702 от 16.10.2018 года, ТУ 21.10.60-001-00548407-2017

Аналоги сывороток ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

5	Комплект № 3 Сыворотка диагностическая шигеллезная <b>СУХАЯ*</b> <b>Зонне</b> для РА -1 флакон (2,0 мл).	флакон	1 флакон (2,0 мл) - рассчитан на <b>100</b> тестов	<b>1990</b>
6	Комплект № 4 Сыворотка диагностическая шигеллезная <b>ЖИДКАЯ**</b> <b>Зонне</b> для РА -1 флакон (2,0 мл).	флакон	1 флакон- капельница (2,0 мл) - рассчитан на <b>100</b> тестов	<b>1790</b>
7	Комплект № 5 Сыворотка диагностическая шигеллезная <b>СУХАЯ*</b> поливалентная <b>Флекснера I-V</b> для РА -1 флакон (2,0 мл) .	флакон	1 флакон (2,0 мл) - рассчитан на <b>100</b> тестов	<b>1990</b>
8	Комплект № 6 Сыворотка диагностическая шигеллезная <b>ЖИДКАЯ**</b> поливалентная <b>Флекснера I-V</b> для РА -1 флакон (2,0 мл) .	флакон	1 флакон- капельница (2,0 мл) - рассчитан на <b>100</b> тестов	<b>1790</b>
9	Комплект № 7 Сыворотка диагностическая шигеллезная <b>СУХАЯ*</b> ( <b>адсорбированная</b> ) <b>Флекснера VI</b> для РА -1 флакон (2,0 мл).	флакон	1 флакон (2,0 мл) - рассчитан на <b>100</b> тестов	<b>1990</b>
10	Комплект № 8 Сыворотка диагностическая шигеллезная <b>ЖИДКАЯ**</b> ( <b>адсорбированная</b> ) <b>Флекснера VI</b> для РА -1 флакон (2,0 мл).	флакон	1 флакон- капельница (2,0 мл) - рассчитан на <b>100</b> тестов	<b>1790</b>
11	Комплект № 9 Сыворотка диагностическая шигеллезная <b>СУХАЯ*</b> поливалентная ( <b>Зонне, Флекснера I-VI</b> ) для РА -1 флакон (2,0 мл).	флакон	1 флакон (2,0 мл) - рассчитан на <b>100</b> тестов	<b>1990</b>
12	Комплект № 10 Сыворотка диагностическая шигеллезная <b>ЖИДКАЯ**</b> поливалентная ( <b>Зонне, Флекснера I-VI</b> ) для РА -1 флакон (2,0 мл).	флакон	1 флакон- капельница (2,0 мл) - рассчитан на <b>100</b> тестов	<b>1790</b>

\***СУХИЕ** сыворотки - срок годности - **5 лет**. После растворения сухой сыворотки (лиофилизата) стерильным 0,9% раствором натрия хлорида срок эксплуатации продукта составляет 1 месяц.

\*\***ЖИДКИЕ** сыворотки полностью готовы к использованию.

Сохраняют свои свойства на протяжении всего срока годности - **3 года, вне зависимости от количества вскрытий флакона!**